


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL8 Pour Wb, Elisa - P10145

Numéro d'article: CM0020426



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'interleukine-8 humaine (IL-8/CXCL8), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Adapté à l'étude des réponses inflammatoires médiées par les chimiokines et à l'activation des neutrophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-IL8
Remarques/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAP; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3576
GeneID	3576
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10145
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace