

## Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-IL9 Pour Wb, Fc, Elisa - P15248

Numéro d'article: CM0007697



### Introduction

Cet anticorps monoclonal recombinant de lapin cible l'IL-9 humaine (SWISS : P15248). Validé pour le Western blot, la cytométrie en flux (intracellulaire) et l'ELISA, il est idéal pour l'étude des réponses immunitaires contre les parasites, la différenciation des cellules T et la fonction des mastocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Spécification                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | IL9 mAc Lapin                                                                                                                                       |
| Remarques/Alias    | P40; HP40; IL-9; IL9                                                                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)    | 3578                                                                                                                                                |
| GeneID             | 3578                                                                                                                                                |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-144 de l'IL9 humaine (NP_000581.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                               |
| Application        | WB, FC (intra), ELISA                                                                                                                               |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                                              |
| SWISS              | P15248                                                                                                                                              |
| Poids Moléculaire  | 16kDa                                                                                                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                        |