

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15248

Numéro d'article: CM0023614



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL9 (Interleukine-9) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Convient pour la recherche sur la réponse immunitaire et les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL9 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P40; HP40; IL-9; IL9
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3578
GeneID	3578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-144 de l'IL9 humaine (NP_000581.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15248
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace