

Anticorps Polyclonal Anti-IL9R (Lapin) Pour Wb Et Elisa - Q01113

Numéro d'article: CM0028325



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur de l'IL-9 humain (IL9R, CD129). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Il soutient la recherche en immunologie et parasitologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL9R Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD129; IL-9R; IL9R
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	3581
Identifiant génétique	3581
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'IL9R humain (XP_011529456.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01113
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace