

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ilf2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12905

Numéro d'article: CM0010930

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ILF2 humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec une large réactivité (humaine, souris, rat). Idéal pour les études sur la transcription et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ILF2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NF45 ; PRO3063 ; ILF2
Espèce	Humaine
GeneID	3608
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'ILF2 humaine (Q12905)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q12905
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace