

Anticorps Polyclonal Anti-Ilf3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q12906

Numéro d'article: CM0021280



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ILF3 (NF90), validé pour Western blot, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA chez les espèces humaine, murine et ratine. Idéal pour l'étude des protéines de liaison à l'ARN dans la biogenèse des ARN circulaires, la régulation transcriptionnelle et la défense antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ILF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3609
GeneID	3609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'ILF3 humaine (NP_036350.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12906
Poids moléculaire	95kDa
Expédition	Sac de glace