

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ilf3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12906

Numéro d'article: CM0004174



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'ILF3 humain (UniProt Q12906). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Détecte une bande de 95 kDa. Idéal pour l'étude de la biogenèse des circARN, de la régulation transcriptionnelle et des réponses antivirales innées.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du produit	ILF3 Lapin mAb
Remarques / Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3609
GeneID	3609
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'ILF3 humain (Q12906)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12906
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace