

Anticorps Polyclonal Anti-Ilk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13418

Numéro d'article: CM0012869



Introduction

ILK Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la protéine d'échafaudage ILK, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Il réagit de manière croisée avec l'ILK humaine, murine et de rat, ce qui soutient les études sur l'adhésion cellulaire, la migration et la dynamique des adhésions focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ILK Rabbit pAb
Remarques / Alias	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3611
GeneID	3611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ILK humaine (NP_001014795.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13418
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace