

Anticorps Polyclonal Anti-Ilkap Pour Wb Et Elisa - Q9H0C8

Numéro d'article: CM0013452

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ILKAP (PP2C-DELTA), validé pour Western blot et ELISA, à réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la signalisation par les facteurs de croissance et de l'activité phosphatase du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ILKAP pAb de lapin
Remarques / Alias	PP2CD ; PPM1O ; ILKAP2 ; ILKAP3 ; PP2C-DELTA ; ILKAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80895
GeneID	80895
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 392 de l'ILKAP humain (NP_110395.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H0C8
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace