


Anticorps Monoclonal Anti-Ilt5/Cd85A (Lilrb3) () Pour Cytométrie En Flux - O75022

Numéro d'article: CM0011595



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indocarbocyanine (Cy5) dirigé contre l'ILT5/CD85a (LILRB3) humain pour cytométrie en flux. Validé sur des échantillons humains ; détecte le récepteur inhibiteur de 69-71 kDa sur les monocytes et les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain ILT5/CD85a mAb
Remarques/Alias	LILRB3; CD85A; HL9; ILT-5; ILT5; LILRA6; LIR-3; LIR3; PIR-B; PIRB; récepteur immunoglobulinique de type leucocytaire B3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	11025
ID de Gène	11025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-418 de l'ILT5/CD85a humain (NP_006855.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O75022
Poids Moléculaire	69kDa/71kDa
Expédition	Sac de glace