

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Immt Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - Q16891

Numéro d'article: CM0027135

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IMMT humain (Mitofiline, MIC60) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'architecture de la membrane interne mitochondriale et la morphologie des crêtes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IMMT Lapin pAb
Remarques/Alias	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; IMMT
Espèce	Humain
ID de gène	10989
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-270 de l'IMMT humain (NP_006830.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16891
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace