


Anticorps Polyclonal Anti-Impa1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29218

Numéro d'article: CM0026471



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin IMPA1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible l'inositol monophosphatase 1 (IMPA1), une enzyme clé de la signalisation des phosphatidylinositols et de la voie sensible au lithium. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IMPA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMP; IMPA; MRT59; IMPA1
Espèce	Humain
ID de Gène	3612
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-277 de l'IMPA1 humaine (NP_005527.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29218
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace