


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Impdh1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20839

Numéro d'article: CM0028436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre IMPDH1 humain (P20839), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Enzyme clé de la biosynthèse des nucléotides de guanine, idéal pour la recherche sur la croissance cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IMPDH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMPD; RP10; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3614
ID de gène	3614
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 434-563 de l'IMPDH1 humaine (NP_899066.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20839
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace