


Anticorps Polyclonal Anti-Impdh2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Numéro d'article: CM0025319



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IMPDH2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'IMPDH2 (~56 kDa) humain, souris et rat, une enzyme clé de la synthèse des nucléotides guaniques. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études du métabolisme nucléotidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IMPDH2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IMPD2 ; IMPDH-II ; IMPDH2
Espèce	Humain
GeneID	3615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-514 de l'IMPDH2 humain (NP_000875.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12268
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace