


Anticorps Polyclonal Anti-Impdh2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12268

Numéro d'article: CM0017531



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IMPDH2 validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible l'inosine-5'-monophosphate déshydrogénase 2, une enzyme clé de la synthèse de novo des nucléotides guaniques (SWISS P12268).

[En savoir plus](#)

Nom du produit	pAb de lapin anti-IMPDH2
Remarques / Alias	IMPD2; IMPDH-II; IMPDH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3615
GeneID	3615
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 215-514 de l'IMPDH2 humain (NP_000875.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12268
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sachet de glace