


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Importine 9 / Ranbp9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P70

Numéro d'article: CM0003619



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Importine 9 (RANBP9), validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à l'étude du transport nucléaire et des fonctions de chaperonne d'histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Importine 9 / RANBP9
Remarques / Alias	Imp9; Importine 9 / RANBP9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55705
ID du gène	55705
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'Importine 9 / RANBP9 humain (Q96P70)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96P70
Poids de la protéine	116 kDa
Expédition	Sachet de glace