

Mab De Lapin Anti-Importine Alpha 5/Kpna1 - P52294

Numéro d'article: CM0007261



Introduction

Anticorps monoclonal dirigé contre l'Importine Alpha 5 (KPNA1) humaine, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des mécanismes de transport nucléocytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Importine Alpha 5/KPNA1
Remarques / Alias	RCH2; SRP1; IPOA5; NPI-1; Importine Alpha 5/KPNA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3836
GeneID	3836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'Importine Alpha 5/KPNA1 humaine (NP_002255.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52294
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace