


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inadl Pour Wb, Elisa - Q8NI35

Numéro d'article: CM0024778



Introduction

L'INADL Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin produit contre l'INADL humain en utilisant un peptide synthétique comme immunogène. Il est recommandé pour le WB et l'ELISA, reconnaissant l'INADL humain et murin, une protéine d'échafaudage des jonctions serrées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INADL Rabbit pAb
Remarques/Alias	Cipp ; INADL ; hINADL ; InaD-like
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10207
Identifiant du gène	10207
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NI35
Poids moléculaire de la protéine	196 kDa
Expédition	Sac de glace