


Anticorps Polyclonal Anti-Incenp Pour Wb Et Elisa - Q9Nqs7

Numéro d'article: CM0018338



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'INCENP humain, validé pour Western blot et ELISA. Adapté à la détection d'INCENP dans des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur la mitose et la ségrégation des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	INCENP Rabbit pAb
Remarques / Alias	INCENP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3619
GeneID	3619
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 785-914 de l'INCENP humain (NP_064623.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NQS7
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sachet de glace