


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Indolethylamine N-Méthyltransférase (Temt) Pour Wb, Elisa - 095050

Numéro d'article: CM0002510



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant l'Indolethylamine N-méthyltransférase (TEM) humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Détecte une bande à ~29 kDa ; réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la méthylation et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-TEM
Remarques / Alias	TEM
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	11185
ID du gène	11185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de la TEM humaine (095050)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	095050
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace