

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ing1 Pour Wb Et Elisa - Q9Uk53

Numéro d'article: CM0027577



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ING1 humain, validé pour WB et ELISA. ING1 est un suppresseur de tumeur coopérant avec p53 dans la régulation de la croissance cellulaire. PM prédit : 47kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ING1 Lapin pAb
Remarques/Alias	p33; p47; p33ING1; p24ING1c; p33ING1b; p47ING1a; ING1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3621
GeneID	3621
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 80-180 de l'ING1 humain (NP_937862.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UK53
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace