


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ing4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unl4

Numéro d'article: CM0030974



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ING4 humain (p29ING4), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris ; idéal pour la recherche sur la suppression tumorale, la chromatine et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ING4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	my036; p29ING4; ING4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51147
GeneID	51147
Immunogène	`Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNL4
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace