


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inhbb Pour Wb, Elisa - P09529

Numéro d'article: CM0030145



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'INHBB humain (chaîne bêta B de l'inhibine). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la biologie de la reproduction, les cellules souches et la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INHBB Lapin pAb
Remarques/Alias	INHBB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3625
GeneID	3625
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 293-407 de l'INHBB humaine (NP_002184.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09529
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace