

Anti-Inhibine Alpha (Inha) Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05111

Numéro d'article: CM0024372

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Inhibine alpha humaine (INHA), validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Essentiel pour la recherche en endocrinologie de la reproduction et sur l'axe HPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-Inhibine alpha (INHA) de lapin
Remarques / Alias	INHA ; Inhibine alpha (INHA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3623
GeneID	3623
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de l'Inhibine alpha humaine (INHA) (NP_002182.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05111
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace