


Anticorps Monoclonal Anti-Inhibine Bêta A (Inhba) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Numéro d'article: CM0012417



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Inhibine bêta A (INHBA) humaine pour applications WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Soutient la recherche en endocrinologie de la reproduction, différenciation des cellules souches et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Inhibine bêta A (INHBA)
Remarques/Alias	EDF ; FRP ; Inhibine bêta A (INHBA)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3624 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'INHBA humaine (P08476)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08476
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace