


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inhibine Bêta A (Inhba) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08476

Numéro d'article: CM0030513



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Inhibine bêta A (INHBA) humaine. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur la signalisation TGF-beta, la biologie de la reproduction et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Inhibine bêta A (INHBA) pAb de lapin
Remarques/Alias	EDF; FRP; Inhibine bêta A (INHBA)
Espèce	Humain
GeneID	3624
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-426 de l'Inhibine bêta A (INHBA) humaine (NP_002183.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08476
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sachet de glace