


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inhibine Bêta A Pour Wb, Elisa - P08476

Numéro d'article: CM0029888



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Inhibine bêta A humaine (INHBA), réactivité croisée avec la souris. Convient pour le Western blot et l'ELISA, soutenant la recherche en biologie de la reproduction, le maintien des cellules souches et la fibrose. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Inhibine bêta A Lapin pAb
Remarques/Alias	EDF; FRP; Inhibine bêta A (INHBA)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3624
GeneID	3624
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Inhibine bêta A humaine (NP_002183.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08476
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace