

Anticorps Monoclonal Anti-Inos Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35228

Numéro d'article: CM0010644



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'iNOS humain (NOS2), adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réaction croisée avec l'iNOS de souris. Idéal pour l'étude de l'inflammation, de la réponse immunitaire et de la signalisation par l'oxyde nitrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	iNOS Rabbit mAb
Remarques / Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4843
GeneID	4843
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P35228
Poids de la protéine	131kDa
Expédition	Sac de glace