

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Inos Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29477

Numéro d'article: CM0012551



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-iNOS de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'iNOS de souris, humain et de rat (Swiss-Prot P29477). Idéal pour l'étude de la signalisation par l'oxyde nitrique et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	iNOS Rabbit mAb
Remarques / Alias	iNOS; Nos-2; Nos2a; i-NOS; NOS-II; MAC-NOS
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	4843
Identifiant du gène	18126
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de l'iNOS de souris (NP_035057.1))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P29477
Poids de la protéine	131 kDa
Expédition	Sac de glace