

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Inos Pour Wb - P35228

Numéro d'article: CM0012183



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'iNOS humaine (P35228), adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Produit en utilisant un immunogène protéique recombinant (aa 2-200).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	iNOS mAb Lapin
Remarques/Alias	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4843
GeneID	4843
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-200 de l'iNOS humaine (P35228)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P35228
Poids Protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace