

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inos Pour Wb Et Elisa - P35228

Numéro d'article: CM0016394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'iNOS humaine (oxyde nitrique synthase inducible) pour WB et ELISA ; réagit également avec les protéines humaines et murines. Convient aux recherches sur l'inflammation, la biologie des macrophages et la signalisation du NO.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	iNOS Rabbit pAb
Remarques/Alias	NOS ; INOS ; NOS2A ; HEP-NOS ; iNOS
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4843
GeneID	4843
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 974-1143 de l'iNOS humaine (NP_000616.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P35228
Poids moléculaire	131 kDa
Expédition	Sac de glace