

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inpp1 Pour Wb Et Elisa - P49441

Numéro d'article: CM0013128

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'INPP1 humaine (inositol polyphosphate 1-phosphatase), adapté au Western blot et à l'ELISA. Réactivité humaine validée ; l'immunogène couvre les résidus 1-180.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	INPP1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3628
GenelD	3628
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'INPP1 humaine (NP_002185.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49441
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sachet de glace