

Anticorps Polyclonal Anti-Inpp4A Pour Wb, Elisa - Q96Pe3

Numéro d'article: CM0029878

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'INPP4A humain (Q96PE3), adapté pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Détecte la région N-terminale pour étudier la signalisation des phosphoinositides et la neuroprotection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPP4A Rabbit pAb
Remarques / Alias	INPP4; TVAS1; INPP4A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3631
GeneID	3631
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de l'INPP4A humain (NP_004018.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PE3
Poids de la protéine	110kDa
Expédition	Sac de glace