

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inpp4B Pour Wb Et Elisa - O15327

Numéro d'article: CM0022071

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'INPP4B humain, validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la fonction des lipides phosphatases et de la signalisation PI3K-AKT.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPP4B Rabbit pAb
Remarques/Alias	INPP4B
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8821
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-600 de l'INPP4B humain (NP_003857.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15327
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace