

Anticorps Polyclonal Anti-Inpp5A Pour Western Blot Et Elisa - Q14642

Numéro d'article: CM0025293

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'INPP5A humain (5PTase) pour les études de signalisation des phosphates d'inositol. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée souris et rat. Idéal pour l'analyse des tissus cardiaque, cérébral et musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPP5A Rabbit pAb
Remarques/Alias	5PTASE; INPP5A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3632
Identifiant du gène	3632
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-200 de l'INPP5A humain (NP_005530.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14642
Poids moléculaire de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace