

Anticorps Polyclonal Anti-Inpp5E Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nrr6

Numéro d'article: CM0023841



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-INPP5E de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réactif croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des phosphoinositides et la recherche sur les ciliopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPP5E Rabbit pAb
Remarques/Alias	CPD4; CORS1; JBTS1; MORMS; PPI5PIV; pharbin; INPP5E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56623
GeneID	56623
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-630 de l'INPP5E humain (NP_063945.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRR6
Poids protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace