

Anticorps Polyclonal Anti-Inpp5J Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15735

Numéro d'article: CM0027831

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre INPP5J (PIPP, INPP5) pour WB, IF/ICC, ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Poids cible 107 kDa. SWISS Q15735. Idéal pour la recherche sur la signalisation des phosphoinositides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPP5J pAb de lapin
Remarques/Alias	PIPP, INPP5, PIB5PA, INPP5J
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27124
GeneID	27124
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 360 de l'INPP5J humain (NP_001002837.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15735
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sachet isotherme