

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Inpp5K Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bt40

Numéro d'article: CM0029693

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-INPP5K validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. Idéal pour étudier la signalisation par les inositol phosphates, la régulation du cytosquelette d'actine et la capture de glucose médiée par l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	INPP5K Rabbit pAb
Remarques / Alias	PPS ; SKIP ; MDCC4D ; INPP5K
Espèce	Humain
GeneID	51763
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149-448 de l'INPP5K humain (NP_057616.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9BT40
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sachet de glace