

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Insig2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5U4

Numéro d'article: CM0021114



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'INSIG2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. L'INSIG2 est une protéine clé de liaison aux oxystérols qui régule la synthèse du cholestérol via la rétention de SREBP et la dégradation de HMGCR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | INSIG2 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Remarques/Alias      | INSIG-2; INSIG2                                                                                                                                     |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)      | 51141                                                                                                                                               |
| GeneID               | 51141                                                                                                                                               |
| Immunogène           | Peptide synthétique — Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'INSIG2 humain (NP_057217.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                               |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                    |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                 |
| SWISS                | Q9Y5U4                                                                                                                                              |
| Poids de la protéine | 25 kDa                                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                        |