

Anticorps Monoclonal Anti-Insr/Igf1R Pour Wb Et Elisa - P06213 / P08069

Numéro d'article: CM0007720



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-INSR/IGF1R pour WB et ELISA, ciblant les récepteurs de l'insuline/IGF-1 humains, murins et de rat (156 kDa). Idéal pour la recherche sur la transduction du signal, le métabolisme et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin INSR/IGF1R
Remarques/Alias	HHF5 ; CD220 ; IGFR ; CD221 ; IGFR ; JTK13 ; INSR/IGF1R
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3643/3480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1100-1200 de l'INSR/IGF1R humain. (NP_000199.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P06213/P08069
Poids de la protéine	156 kDa
Expédition	Sac de glace