

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Insuline Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Numéro d'article: CM0002847



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'insuline humaine, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le diabète et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Insuline mAb de lapin
Remarques/Alias	IDDM ; ILPR ; IRDN ; IDDM1 ; IDDM2 ; PNDM4 ; MODY10 ; Insuline
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3630
ID du gène	3630
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 25 et 110 de l'insuline humaine (P01308).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01308
Poids protéique	12 kDa
Expédition	Sac de glace