

Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur De L'insuline Pour Wb, Elisa - P06213

Numéro d'article: CM0020707



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur de l'insuline humaine (P06213) validé pour Western Blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation de l'insuline et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Récepteur de l'Insuline Lapin pAb
Remarques/Alias	HHF5; CD220; Récepteur de l'Insuline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3643
GeneID	3643
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 475-570 du récepteur de l'insuline humaine (NP_000199.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain,Souris,Rat
SWISS	P06213
Poids Protéique	156kDa
Expédition	Sac de glace