

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Récepteur De L'insuline Pour Wb, Elisa - P06213

Numéro d'article: CM0002473



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le récepteur humain de l'insuline (P06213), validé pour le WB et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation insulinique et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin contre le récepteur de l'insuline
Remarques/Alias	HHF5; CD220; Insulin Receptor
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3643
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 900 et 1000 du récepteur de l'insuline humain (P06213).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06213
Poids de la protéine	156kDa
Expédition	Sac de glace