


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 1 (Itga1/Cd49A) Pour Wb Et Elisa - P56199

Numéro d'article: CM0006361



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'intégrine alpha-1 humaine (ITGA1/CD49a), validé pour WB et ELISA. Récepteur de la laminine et du collagène impliqué dans l'adhésion cellulaire. Idéal pour les applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre l'intégrine alpha 1 (ITGA1/CD49a)
Remarques/Alias	VLA1; CD49a; Intégrine alpha 1 (ITGA1/CD49a)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3672
ID du gène	3672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-1141 de l'intégrine alpha 1 humaine (ITGA1/CD49a) (NP_852478.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P56199
Poids de la protéine	131 kDa
Expédition	Sac de glace