

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Alpha 1/Cd49A Pour Wb Et If - Q3V3R4

Numéro d'article: CM0010615

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'intégrine alpha 1 de souris (CD49a/VLA-1), validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Reconnaît les protéines de souris et de rat. Utilisation en recherche sur l'adhésion cellulaire et la signalisation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-intégrine alpha 1/CD49a
Remarques/Alias	Vla1 ; CD49A ; E130012M19Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3672
GeneID	109700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-1141 de l'intégrine alpha 1/CD49a de souris (NP_001028400.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q3V3R4
Poids moléculaire	131 kDa
Expédition	Sac réfrigérant