


Polymab® De Lapin Anti-Intégrine Alpha 1/Cd49A Pour Wb, Elisa - P56199 / Q3V3R4

Numéro d'article: CM0008941



Introduction

Anticorps monoclonal PolymAb® de lapin anti-Intégrine alpha 1/CD49a de haute qualité validé pour WB et ELISA, réactif chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur de la laminine/collagène dans l'adhésion cellulaire et la régulation de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Intégrine alpha 1/CD49a PolymAb® de lapin
Remarques / Alias	VLA1 ; CD49a
Espèce	Humain/Souris
Identifiant du gène (Humain)	3672
Identifiant du gène (Souris)	109700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-1141 de l'Intégrine alpha 1/CD49a humaine/souris (NP_852478.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56199/Q3V3R4
Poids de la protéine	131kDa
Expédition	Sac de glace