

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Alpha 3/Cd49C Pour Ihc-P, Fc, Elisa - P26006

Numéro d'article: CM0011416

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'intégrine alpha 3/CD49c humaine, adapté pour IHC-P, FC, ELISA. Reconnaît une protéine de 117 kDa impliquée dans l'adhésion cellulaire, l'invasion et l'infection microbienne. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM Lapin anti-intégrine alpha 3/CD49c
Remarques/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3675
GeneID	3675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 466-620 de l'intégrine alpha 3/CD49c humaine (NP_002195.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P26006
Poids moléculaire de la protéine	117 kDa
Expédition	Sac de glace