


Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Alpha 4 (Itga4/Cd49D) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13612

Numéro d'article: CM0012740



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ITGA4 humaine (CD49d), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Un réactif clé pour l'étude de l'adhésion médiée par les intégrines et des voies de trafic des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-intégrine alpha 4 (ITGA4/CD49d)
Remarques/Alias	IA4 ; CD49D ; intégrine alpha 4 (ITGA4/CD49d)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3676
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 933 et 1032 de l'intégrine alpha 4 humaine (ITGA4/CD49d) (P13612)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P13612
Poids moléculaire	115 kDa
Expédition	Pack de glace