


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre L'intégrine Alpha 4 (Itga4/Cd49D) Pour Wb, Elisa - P13612

Numéro d'article: CM0017999



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'intégrine alpha 4 humaine (ITGA4/CD49d), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Adapté à la recherche sur l'adhésion cellulaire et le trafic des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre l'intégrine alpha 4 (ITGA4/CD49d)
Remarques / Alias	IA4; CD49D; Integrin alpha 4 (ITGA4/CD49d)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3676
ID du gène	3676
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 770-970 de l'intégrine alpha 4 humaine (ITGA4/CD49d) (NP_000876.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13612
Poids de la protéine	115 kDa
Expédition	Sac de glace