

Anticorps Monoclonal Anti-Intégrine Alpha 5 (Itga5/Cd49E) () Pour Cytométrie En Flux - P08648

Numéro d'article: CM0010106



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , ciblant l'intégrine alpha-5 (ITGA5/CD49e). Réagit avec des échantillons humains et murins, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire et la signalisation des récepteurs par cytométrie en flux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-Intégrine alpha 5 (ITGA5/CD49e) humaine/murine
Remarques/alias	FNRA, CD49e, VLA-5, VLA5A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3678
GeneID	3678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42 à 995 de l'intégrine alpha 5 humaine (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P08648
Poids moléculaire	115 kDa
Expédition	Sac réfrigérant